

## Sezione Morbidi e Cuscini a tema

---

- Scheda tecnica prodotto



**Fumagalli Care&Reha srl**  
Piazza Puecher 2 - 22037 Ponte Lambro  
tel (+39) 031 33 56 811 - fax (+39) 031 622 111  
info@fumagalli.org - www.fumagalli.org

## Scheda tecnica

### Smac



### Ambientazione



#### Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di polistirene. Adatto come seduta o come ausilio di posizionamento; strutturato per il contenimento ed il posizionamento di persone con necessità posturali specifiche. La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile.

Interno in microgranuli di polistirene ignifugo di classe 1IM, racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera.

Il rivestimento esterno è in tessuto Psico ignifugo di classe 1, antimacchia, finitura effetto "seta".

Le sedute della Linea SiedoSmac sono disponibili con rivestimento esterno in Tessuto OM20S, ignifugo di classe 1, atossico, non rilascia ftalati, antimacchia, idrorepellente, sfoderabile.

Cerniera protetta da taschina di protezione.

#### Codici e misure

211601 - Mini Smac dimensione cm 40x53x96h

211612 - Mini SiedoSmac dimensione cm 40x24/70h

211617 - Mini SiedoSmac con divaricatore dim. cm 40x24/70h

211602 - Smac dimensione cm 50x70x120h

211613 - SiedoSmac dimensione cm 70x32/80h

211618 - SiedoSmac con divaricatore dim. cm 70x32/80h

#### Requisiti essenziali di sicurezza e salute

##### Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

##### Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

#### Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. L'imbottitura interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume che avviene dopo l'uso è normale; vi è la possibilità di integrare il calo con il nuovo polistirene aprendo la cerniera della fodera di contenimento dei microgranuli.

## Scheda tecnica

### Tondolo



### Ambientazione



#### Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di polistirene. Adatto come seduta o come ausilio di posizionamento; strutturato per il contenimento ed il posizionamento di persone con necessità posturali specifiche. La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile.

Interno in microgranuli di polistirene ignifugo di classe 1IM, racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera.

Il rivestimento esterno è in tessuto Psico ignifugo di classe 1, antimacchia, finitura effetto "seta", cerniera protetta.

#### Codici e misure

211201 - Mini Tondolo dimensione  $\varnothing$  cm 75

211202 - Tondolo dimensione  $\varnothing$  cm 100

211203 - Maxi Tondolo dimensione  $\varnothing$  cm 130

#### Requisiti essenziali di sicurezza e salute

##### Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.


##### Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

#### Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. L'imbottitura interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume che avviene dopo l'uso è normale; vi è la possibilità di integrare il calo con il nuovo polistirene aprendo la cerniera della fodera di contenimento dei microgranuli.



## Scheda tecnica

### Rotolo



### Ambientazione



#### Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di polistirene. Adatto come seduta o come ausilio di posizionamento; strutturato per il contenimento ed il posizionamento di persone con necessità posturali specifiche. La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile.

Interno in microgranuli di polistirene ignifugo di classe 1IM, racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera.

Il rivestimento esterno è in tessuto Psico ignifugo di classe 1, antimacchia, finitura effetto "seta", cerniera protetta.

#### Codici e misure

211301 - Mini Rotolo dimensione  $\varnothing$  cm. 30x80

211302 - Rotolo dimensione  $\varnothing$  cm. 40x100

#### Requisiti essenziali di sicurezza e salute

##### Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

##### Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

#### Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. L'imbottitura interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume che avviene dopo l'uso è normale; vi è la possibilità di integrare il calo con il nuovo polistirene aprendo la cerniera della fodera di contenimento dei microgranuli.



## Scheda tecnica

### Ciambello e Ciambellina



### Ambientazione



#### Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di polistirene. Adatto come ausilio di posizionamento. La forma e le dimensioni dei Ciambelli sono studiate per avvolgere e sostenere, lasciando la massima libertà di trovare la posizione ideale ed il giusto appoggio e sostegno. La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile.

Interno in microgranuli di polistirene ignifugo di classe 1IM, racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera. La fodera esterna è realizzata in tessuto Psico ignifugo di classe 1, antimacchia, finitura effetto "seta" completamente sfoderabile e lavabile.

L'interno, cedevole, si adatta alla posizione e permette di trovare sempre la giusta altezza per l'appoggio dei piedi a terra. Le cerniere sono in posizione protetta e dotate di taschina copri cursore.

#### Codici e misure

361601 - Piccolo Morbido Ciambello dimensione  $\varnothing$  cm 55x20

361600 - Ciambello dimensione  $\varnothing$  cm 85x30

#### Requisiti essenziali di sicurezza e salute

##### Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.


##### Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

#### Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. L'imbottitura interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre in acqua ad una temperatura max di 30/40°C. Il calo di volume che avviene dopo l'uso è normale; vi è la possibilità di integrare il calo con il nuovo polistirene aprendo la cerniera della fodera di contenimento dei microgranuli.



## Scheda tecnica

### Rettangolo



### Ambientazione



#### Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di polistirene. Adatto come seduta o come ausilio di posizionamento; strutturato per il contenimento ed il posizionamento di persone con necessità posturali specifiche. La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile.

Interno in microgranuli di polistirene ignifugo di classe 1IM, racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera.

Il rivestimento esterno è in tessuto Psico ignifugo di classe 1, antimacchia, finitura effetto "seta", cerniera protetta.

#### Codici e misure

212107 - Mini Rettangolo dimensione cm 100x40x15h

(disponibile solo con combinazione colori Freschi)

212102 - Piccolo Rettangolo dimensione cm 120x40x15h

212103 - Grande Rettangolo dimensione cm 180x60x15h

#### Requisiti essenziali di sicurezza e salute

##### Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

##### Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

#### Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. L'imbottitura interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume che avviene dopo l'uso è normale; vi è la possibilità di integrare il calo con il nuovo polistirene aprendo la cerniera della fodera di contenimento dei microgranuli.



## Scheda tecnica

### Morbido Quadrato



### Ambientazione



#### Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di polistirene. Adatto come seduta o come ausilio di posizionamento; strutturato per il contenimento ed il posizionamento di persone con necessità posturali specifiche. La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile.

Interno in microgranuli di polistirene ignifugo di classe 1IM, racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera.

Il rivestimento esterno è in tessuto Psico ignifugo di classe 1, antimacchia, finitura effetto "seta", cerniera protetta.

#### Codici e misure

212108 - Mini Morbido Quadrato dimensione cm 40x40x15h

(disponibile solo con combinazione colori Freschi)

212104 - Morbido Quadrato dimensione cm 60x60x30h

#### Requisiti essenziali di sicurezza e salute

##### Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

##### Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

#### Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. L'imbottitura interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume che avviene dopo l'uso è normale; vi è la possibilità di integrare il calo con il nuovo polistirene aprendo la cerniera della fodera di contenimento dei microgranuli.



## Scheda tecnica

### Sofà



Il cuscinetto a Luna è un accessorio

### Ambientazione



#### Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di polistirene. Adatto come seduta o come ausilio di posizionamento; strutturato per il contenimento ed il posizionamento di persone con necessità posturali specifiche. La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile.

Interno in microgranuli di polistirene ignifugo di classe 1IM, racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera.

Il rivestimento esterno è in tessuto Psico ignifugo di classe 1, antimacchia, finitura effetto "seta", cerniera protetta.

#### Codici e misure

313300 - Mini Sofà dimensione cm 70x50x15/40h

313301 - Sofà dimensione cm 100x60x15/30h

#### Requisiti essenziali di sicurezza e salute

##### Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

##### Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

#### Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. L'imbottitura interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume che avviene dopo l'uso è normale; vi è la possibilità di integrare il calo con il nuovo polistirene aprendo la cerniera della fodera di contenimento dei microgranuli.





## Scheda tecnica

### Pluff



### Ambientazione



#### Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di polistirene. Adatto come seduta o come ausilio di posizionamento; strutturato per il contenimento ed il posizionamento di persone con necessità posturali specifiche.

La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile.

Interno in microgranuli di polistirene ignifugo di classe 1IM, racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera. Il rivestimento esterno è in jersey ignifugo di classe 1, estremamente elastico ed estensibile.

#### Codici e misure

212101 - Mini Pluff dimensione cm 70x140

212100 - Grande Pluff dimensione cm 70x180

(disponibile solo a tinta unita)

#### Requisiti essenziali di sicurezza e salute

##### Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

##### Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

#### Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

La fodera esterna deve essere lavata in acqua utilizzando detersivi non aggressivi o a macchina alla temperatura massima di 30°C. L'imbottitura interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume che avviene dopo l'uso è normale; vi è la possibilità di integrare il calo con il nuovo polistirene aprendo la cerniera della fodera di contenimento dei microgranuli.



## Scheda tecnica

### Grande, Grande a Spicchio



### Ambientazione



#### Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di polistirene. Strutturato per il contenimento ed il posizionamento di persone con necessità posturali specifiche. Rivestimento esterno ed imbottitura sono stati scelti per adattarsi al corpo tanto in movimento, quanto in quiete, restituendo una sensazione di "tenuta" rilassante.

Interno in microgranuli di polistirene ignifugo di classe 1IM, racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera.

Il rivestimento esterno è in tessuto Psico ignifugo di classe 1, antimacchia, finitura effetto "seta", cerniera protetta.

#### Codici e misure

211804 - Grande Piccolo dimensione cm 120x120x25h

211802 - Grande dimensione cm 190x190x25h

#### Requisiti essenziali di sicurezza e salute

##### Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

##### Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

#### Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. L'imbottitura interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume che avviene dopo l'uso è normale; vi è la possibilità di integrare il calo con il nuovo polistirene aprendo la cerniera della fodera di contenimento dei microgranuli.



## Scheda tecnica

### Mi Butto Giù



### Ambientazione



#### Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di polistirene. Adatto come seduta o come ausilio di posizionamento. La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile.

Interno in microgranuli di polistirene ignifugo di classe 1IM, racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera. La parte inferiore è costituita da un tappeto rivestito in OM20S, con interno in espanso a densità 25.

Il rivestimento esterno che copre entrambe le imbottiture è in tessuto Psico ignifugo di classe 1, antimacchia, finitura effetto "seta", cerniera protetta.

#### Codici e misure

211700 - Mi Butto Giù dimensione cm 200x100x30h

Solo materassino: cm 200x100x20h

Solo tappeto: cm 200x100x10h

#### Requisiti essenziali di sicurezza e salute

##### Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

##### Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

#### Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. Per le macchie più resistenti utilizzare un buon detersivo per tessuti. L'imbottitura interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume che avviene dopo l'uso è normale; vi è la possibilità di integrare il calo con il nuovo polistirene aprendo la cerniera della fodera di contenimento dei microgranuli.



## Scheda tecnica

### Cuscini tematici per sedersi



#### Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di polistirene. Adatto come seduta o come ausilio di posizionamento. Le forme offrono sempre un pretesto per trovare una posizione particolare: un incavo per avere maggiore contenimento o protezione, una sporgenza per aiutare a divaricare le gambe ed avere maggiore stabilità. Interno in microgranuli di polistirene racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera. La fodera esterna è realizzata in tessuto Psico ignifugo di classe 1, antimacchia, finitura effetto "seta" completamente sfoderabile e lavabile. La parte superiore è leggermente imbottita e trapuntata, per mantenere perfettamente la forma voluta; l'interno, cedevole, si adatta alla posizione e permette di trovare sempre la giusta altezza per l'appoggio dei piedi a terra. Le cerniere sono in posizione protetta e dotate di taschina copricursore.

#### Codici e misure

- 313512 - Cuscino Fiore mis. midi dim. cm 60x60x15h
- 313522 - Cuscino Fiore mis. grande dim. cm 100x100x25h  
*colori disponibili: blu, azzurro, albicocca, giallo.*
- 313515 - Cuscino Fragola mis. midi dim. cm 60x60x15h
- 313525 - Cuscino Fragola mis. grande dim. cm 100x100x25h
- 313513 - Cuscino Foglia Lobata mis. midi dim. cm 60x40x15h
- 313523 - Cuscino Foglia Lobata mis. grande dim. cm 100x70x25h
- 313514 - Cuscino Foglia Lanceolata mis. midi dim. cm 60x60x15h
- 313524 - Cuscino Foglia Lanc. mis. grande dim. cm 100x100x25h
- 313516 - Cuscino Sole mis. midi dim. cm 70x40/50x15h
- 313526 - Cuscino Sole mis. grande dim. cm 100x60/70x25h
- 313519 - Cuscino Nuvola mis. midi dim. cm 60x60x15h
- 313529 - Cuscino Nuvola mis. grande dim. cm 100x100x25h
- 313517 - Cuscino Luna mis. midi dim. cm 60x15h
- 313527 - Cuscino Luna mis. grande dim. cm 100x25h
- 313518 - Cuscino Stella mis. midi dim. cm 70x15h
- 313528 - Cuscino Stella mis. grande dim. cm 100x25h
- 313511 - Cuscino Cuore mis. midi dim. cm 60x60x15h
- 313521 - Cuscino Cuore mis. grande dim. cm 100x100x25h  
*colori disponibili: blu, azzurro, albicocca, giallo*

#### Requisiti essenziali di sicurezza e salute

##### Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

##### Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

##### Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. L'imbottitura interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume che avviene dopo l'uso è normale; vi è la possibilità di integrare il calo con il nuovo polistirene aprendo la cerniera della fodera di contenimento dei microgranuli.

## Scheda tecnica

### Cuscini tematici da appendere



#### Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali

Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di polistirene. I cuscini possono essere appesi ai bastoni in legno per mezzo di nastro completo di moschettone, fornito di serie. Possono inoltre essere utilizzati, togliendo l'imbottitura interna, come inusuale contenitore per piccoli giochi, libretti e oggetti personali dei bambini che facilmente potranno identificare il proprio cuscinetto contenitore.

Interno in microgranuli di polistirene, racchiusi in una fodera di helanca. La fodera esterna è in tessuto Psico ignifugo di classe 1, antimacchia, finitura effetto "seta".

Con cerniera, sfoderabile e lavabile.

#### Codici e misure

313482 - Cuscino piccolo Fiore dimensione cm 45x45

colori disponibili: blu, azzurro, albicocca, giallo

313483 - Cuscino piccolo Foglia Lobata dimensione cm 50x45

313484 - Cuscino piccolo Foglia Lanceolata dim. cm 58x45

313485 - Cuscino piccolo Fragola dimensione cm 58x45

313486 - Cuscino piccolo Sole dimensione cm 55x55

313489 - Cuscino piccolo Nuvola dimensione cm 55x35

313487 - Cuscino piccolo Luna dimensione cm 45x40

313488 - Cuscino piccolo Stella dimensione cm 55x40

313481 - Cuscino piccolo Cuore dimensione cm 55x45

colori disponibili: blu, azzurro, albicocca, giallo

#### Requisiti essenziali di sicurezza e salute

##### Considerazioni generali

Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio per gli utilizzatori.

##### Materiali e prodotti

Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

#### Modalità di gestione fodera/imbottitura

Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di lavare separatamente la fodera esterna e l'imbottitura interna.

La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. L'imbottitura interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume che avviene dopo l'uso è normale; vi è la possibilità di sostituire l'imbottitura interna.